

# YH-MIP-0105 自动金属性异物分析仪

## 产品介绍

YH-MIP-0105 全自动金属性异物分析仪是根据中国药典2020版0105眼用制剂-金属性异物的检查规定设计和研发的，符合药典对设备的检查规定。设备主要由显微镜、CCD、光源及分析软件组成，自动测试与分析，操作简单方便，测试准确和快捷。

## 技术优势

- 1 全视野自动测试，操作简单，节约时间；
- 2 可输出直观的图文报告，可自定义报告区间；
- 3 金属/非金属自动识别并且计数，减少人为操作误差；
- 4 视野范围内测试过程中，光源自动切换，方便快捷；
- 5 自动计算倾斜角度进行补偿，配置标准夹具固定样品；
- 6 符合中国药典最新眼用制剂金属性异物检查规定要求；



## 技术参数

仪器型号	YH-MIP-0105
检查原理	显微镜法/静态图像法
放大倍率	30
计算精度	≤5 %
光源	自动偏光LED光源
测试时间	1-5 min
环境温度	室温-50 °C
环境湿度	≤65 %
电源	220 V, 50 Hz